

# 荧光滤光片

## 产品描述

大恒制造适应于单波长或多波长的荧光应用的荧光滤光片，包括 GFP 和 FRET 光子、量子，\*\* 对比成像等技术。荧光滤光片具有高透过率，它的深截止可以保证探测器接收不到其它波长的光，因此可保证图像的高亮度和更大的信噪比。

## 应用

- 荧光显微镜
- 荧光分析设备
- 生化分析应用



## 优势

- 无波长漂移
- 高透过率
- 高陡度
- 高信噪比
- 通道间无串扰

## 产品

- 直径:  $\phi$  12mm  $\phi$  8mm, 其他尺寸可定制
- 有效口径: >80%
- 厚度 :6mm(带框)
- 入射角度:  $0^\circ \pm 5^\circ$
- 截止深度: >OD10

